

HACCP 対策、準備万全ですか？

2020年6月に HACCP 導入義務化法案施行。2021年6月に HACCP 義務化が開始します。

抗菌+

本体カラー
アイボリー

1個

からお取り寄せ対応いたします

HACCP 対策!!

安全性

食品衛生法
厚生労働省告示
第370号試験
適合。

3大抗菌POINT

1. 抗菌性能

優れた抗菌性能を発揮し、JIS 抗菌性能基準をクリア。

2. 持続する抗菌効果

ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。

※使用条件により変動します。

3. 安全性

食品衛生法厚生労働省告示第370号試験適合。HACCP 対応を検討中のお客様にオススメです。

抗菌性能
JIS 抗菌性能基準を
クリア。

抗菌効果
効果は半永久的に
持続!!
※使用条件により
変動します。

抗菌性試験結果

比較表 抗菌性試験：JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づき試験を実施
抗菌活性値 2.0 以上で抗菌効果があると規定されています。

大腸菌に対する抗菌力				黄色ぶどう球菌に対する抗菌力					
開始時		24時間後		開始時		24時間後			
開始時		24時間後 抗菌剤あり		開始時		24時間後 抗菌剤なし			
検体	1cm ² あたりの生菌数	開始時	24時間後	抗菌活性値	検体	1cm ² あたりの生菌数	開始時	24時間後	抗菌活性値
①抗菌コンテナ	1.6×10 ⁴	6.3	5.3	5.3	①抗菌コンテナ	1.0×10 ⁴	56	2.8	2.8
②通常コンテナ	1.6×10 ⁴	1.5×10 ⁵	-	-	②通常コンテナ	1.0×10 ⁴	3.6×10 ⁴	-	-
③抗菌バレット	8.1×10 ³	6.3	5.3	5.3	③抗菌バレット	1.8×10 ⁴	6.3	2.6	2.6
④通常バレット	8.1×10 ³	2.0×10 ⁵	-	-	④通常バレット	1.8×10 ⁴	1.3×10 ⁵	-	-

※上記数値は検査値であって保証値ではありません。

抗菌 抗菌コンテナが
一目で分かる印刷入り



商品CD: 5030110188

小型浅抗菌

外寸: 574×388×75
内寸: 534×348×61
有効内寸: 532×346×51



商品CD: 5030110187

小型深抗菌

外寸: 574×388×105
内寸: 534×348×90
有効内寸: 531×345×80



商品CD: 5030110189

小型用蓋抗菌

外寸: 586×402×32
内寸: 576×390×16



商品CD: 5030110190

大型浅抗菌


外寸: 643×418×92
内寸: 603×378×76
有効内寸: 601×376×64



商品CD: 5030110191

大型深抗菌

外寸: 643×418×162
内寸: 603×378×146
有効内寸: 599×374×134



商品CD: 5030110192

大型用蓋抗菌

外寸: 657×430×33
内寸: 645×420×16



商品からパッケージまでをトータルデザイン

北包連株式会社

https://www.hopporen.co.jp/



お問い合わせは、弊社営業担当もしくはメールにてお願い致します。

Mail: hop-communic@hopporen.co.jp

※お届け地域により送料をご負担いただく場合があります。